

Ambu® WhiteSensor WSP25

Electrodo para ECG desechable



Características Principales

- Electrodo de tamaño pequeño para uso pediátrico
- Gel sólido altamente conductivo y de fuerte adherencia para trazados estables y claros
- Respaldo de espuma cómodo

Ambu® WhiteSensor WSP25

El Ambu WhiteSensor WSP25 de tamaño pequeño dispone de un gel sólido muy conductivo de fuerte adherencia que garantiza una buena calidad de la señal durante la monitorización ECG pediátrica.

Gracias al material de espuma flexible en el respaldo y a su forma de lágrima, el electrodo garantiza un buen encaje en la mayoría de los pacientes y la facilidad de uso y la comodidad durante la aplicación.



Gel sólido



Respaldo de espuma

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Especificaciones

Dimensiones	
Tamaño del electrodo (ancho × longitud en mm)	32 × 25
Área adhesiva (en mm ²)	323
Altura sin el conector/cable (en mm)	1
Sensor	
Material del sensor	Plata/cloruro de plata
Sistema de gel	Gel sólido
Área del sensor (en mm ²)	44
Área del gel (en mm ²)	201
Datos eléctricos (ANSI/AAMI)	
Impedancia de CA	≤ 150 Ω
Potencial desviación de CC	≤ 1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación	≤ 15 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización	≤ 0,3 mV /s
Impedancia después de SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	≤ 90 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 8 horas)	≤ 15 mV
Medio ambiente	
Electrodo sin PVC	Sí
Electrodo fabricado sin látex	
Embalaje sin PVC	Sí
Radiografía y resonancia magnética	
Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No
Caducidad	
En bolsa abierta	1 mes
En bolsa cerrada	24 meses*

* A partir de la fecha de fabricación

Materiales

Electrodo	
Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Bolsa exterior	Espuma de polietileno (mejorada)
Adhesivo exterior	Poliacrilato
Conector	Corchete de acero inoxidable
Blíster	PET
Embalaje	
Bolsa	Poliéster/aluminio polietileno
Caja interior y exterior	Caja corrugada

Embalaje estándar	
Cantidad/bolsa	50
Cantidad/caja	600/7200
Venta mínima	600/7200

Opciones	
Conectores	S

Atención	
Un único uso	

Configuraciones disponibles

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
WSP25-00-S/50	5	50	600	7200

Firma Ambu S.L.

Alcalá, 261-265, Edf. 4-4º izq.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
ayuda@ambu.com
www.ambu.es

WSP25-00-S

- Producto
- Longitud del hilo
- Conector

CE EE. UU.:
solo con receta.