

# Leukopor®

Cinta quirúrgica de papel (rayón), con adhesivo de poliacrilato.

## Descripción

Cinta quirúrgica de papel (viscosa no tejida) recubierto por una cara con un adhesivo de poliacrilato amigable con la piel.

## Características

- Cinta microporosa, permeable al aire y la humedad.
- Alta tolerancia cutánea, apropiada para piel sensible.
- Se remueve sin dejar residuos y sin dolor.
- Radiotransparente.
- Confortable a los contornos corporales.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.



## Esterilización

- No estéril.

## Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

## Recomendaciones de uso

- Fijación de vendajes de todos los tipos y tamaños. Para asegurar y fijar tubos, catéteres, cánulas y sondas.
- No utilizar en pacientes con intolerancia conocida al adhesivo acrílico poliacrilato.



## Composición

- Sustrato: Material no tejido hecho de celulosa y poliéster de color blanco (Peso:  $35 \pm 3$  g/m<sup>2</sup>)
- Masa adhesiva: copolímero acrílico (Cantidad  $46 \pm 3$  g/m<sup>2</sup>)



## Procedencia      Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

## Presentaciones Leukopor®

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
02454-00000	1299528	2.5cm x 9.2mt Blanco	Caja x 12 Unidades
02455-00000	1299529	5cm x 9.2mt Blanco	Caja x 6 Unidades