

Leukosilk®

Cinta quirúrgica de seda, con adhesivo de poliacrilato.

Descripción

Cinta quirúrgica de seda hecha de un sustrato tejido rasgable de acetato de celulosa, recubierta por una cara con un adhesivo acrílico amigable con la piel.

Características

- Para piel sensible.
- Buen poder adhesivo inicial y permanente.
- Extremadamente bien tolerado por la piel.
- Se remueve sin dejar residuos.
- Radiotransparente.
- Puede ser rasgado fácilmente a mano, incluso en dirección longitudinal.
- Alta resistencia a la tracción.
- Permite escribir sobre su superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

- Fijación de vendajes y apósitos de todos los tipos y tamaños. Para asegurar y fijar tubos, catéteres, cánulas y sondas.
- Para ser aplicado sobre la piel limpia y seca.
- Diseñado para pieles sensibles.

Composición

- Sustrato: Acetato de celulosa blanca tejida (Peso: $96 \pm 6 \text{ g/m}^2$).
- Masa adhesiva: Copolímeros acrílicos (Peso: $70 \pm 3 \text{ g/m}^2$).

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE

Presentaciones Leukosilk®

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
02137-00000	1391729	2.5cm x 9.2mt	Caja x 12 Unidades



LATEX
FREE
FORMULA