

Leukofix®

Cinta quirúrgica de polietileno transparente, con adhesivo de poliacrilato.

Descripción

Cinta quirúrgica transparente de polietileno recubierta por una cara con un adhesivo de poliacrilato amigable con la piel.

Características

- Transparente.
- Buen poder adhesivo inicial y permanente.
- Recomendable para piel sensible.
- Se remueve sin dolor y sin dejar residuos.
- Radiotransparente.
- Puede ser cortado de forma longitudinal y transversal.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Repelente al agua.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.



Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

- Para fijación de todo tipo de apósitos, tubos, cánulas, drenajes, catéteres, etc. Aplicar sobre piel limpia y seca.
- No utilizar productos de amonio cuaternario para limpiar la piel.

Composición

- Sustrato: Película de polietileno microperforado (Peso: $87,5 \pm 4,5$ g/m²)
- Masa adhesiva: Compuesto de copolímero acrílico (Peso: 42 ± 3 g/m²)

**LATEX
FREE
FORMULA**

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

Presentaciones Leukofix®

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
02137-00000	1612806	2.5cm x 9.2mt	Caja x 12 Unidades
02138-00000	1615071	5cm x 9.2mt	Caja x 6 Unidades