

# Cutimed® Gel

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.

## Descripción

Hidrogel transparente y amorfo. Favorece el ambiente húmedo en la herida y el debridamiento autolítico de las heridas necróticas o esfaceladas. Contiene un aplicador adicional para heridas profundas.

## Características

- Consistencia y viscosidad óptimas, altamente cohesivo; se mantiene en su lugar mientras esté cubierto con un apósito secundario.
- Efecto hidratante.
- Estimula el debridamiento autolítico.
- Debe ser reaplicado cada 3 días o dependiendo de la fase de la herida y de la cantidad de exudado.
- Fácil de extraer del lecho de la herida, se lava fácilmente por irrigación simple sin dejar residuos.
- Compatible con apósitos secundarios, se puede cubrir con todo tipo de apósitos, apósitos transparentes semipermeables, espumas hidrofílicas, etc, dependiendo del nivel de exudado de la herida.
- No contiene preservantes, lo que reduce el riesgo de alergias.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.

## Esterilización

- Rayos gamma.

## Almacenamiento

- En lugar fresco y seco, sin exposición a la luz directa.

## Recomendaciones de uso

- Para uso en heridas secas y/o con presencia de tejido esfacelado o necrótico, que requiera debridar.

## Composición

- Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.
- Componentes del Gel:
  1. Carbomer 940.
  2. Agua purificada.
  3. Glicerina.
  4. EDTA Sodium.
  5. Hidróxido de sodio.

## Procedencia

Alemania

## Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



# Cutimed® Gel

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.

## Presentaciones Cutimed® Gel

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
72610-00001	1338895	Tubo de 15 gr	Caja x 10 Unidades
72610-00001	1338896	Tubo de 15 gr	Caja individual

