

# Cuticell® Classic

**Gasa parafinada (Gasa de algodón impregnada en parafina no medicada).**

## Descripción

Consiste en un tejido de gasa de tela de algodón, de trama estándar impregnado con una suave parafina blanca. El tejido consta de hilos entrelazados lo que evita que se deshilache al cortarse.

## Características

- Ayuda a mantener un ambiente húmedo.
- Permeable al aire y exudado.
- No oclusivo, baja adherencia.
- Minimiza el dolor ante el cambio de apósito.
- No se deshilacha al cortarse a la medida.
- No libera pelusa.
- Fácil manejo y aplicación.
- Adecuado para pacientes con piel sensible.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex

## Esterilización

- Óxido de etileno.

## Almacenamiento

- En lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

## Recomendaciones de uso

- Para ser utilizado como una capa de contacto primaria en el tratamiento de heridas tales como quemaduras, abrasiones, laceraciones, heridas por radiación, úlceras en las piernas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

## Composición

- Sustrato: 100% algodón.
- Ungüento: parafina blanca blanda (Peso del producto: 280 g/m<sup>2</sup> ± 10%)

## Procedencia


Alemania

## Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE

## Presentaciones Cuticell® Classic

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
72538-00000	-	5 x 5cm	Caja x 5 Apósitos
72538-00003	1299376	10 x 10cm	Caja x 100 Apósitos
72538-00006	1388976	Rollo 10cm x 7m	Caja x 1 Rollo



**LATEX  
FREE  
FORMULA**