


**El Catéter para uso neonatal clásico de Vygon**

introducido con la técnica de punción con una simple mariposa. El ECC está diseñado en dos piezas para permitir retirar totalmente la mariposa introductora. El ECC es el catéter PICC neonatal más conocido en el mundo con más de 20 años de éxitos sin precedentes.

Características y beneficios

- Conector Easy-lock que permite retirar la aguja introductora.
- La silicona queda colocada más tiempo y reduce las complicaciones.
- La graduación centimétrica asegura la correcta posición de la punta del catéter.
- El prolongador integrado permite fijar el catéter reduciendo los riesgos de flebitis (por movimientos de la punta del catéter) durante las manipulaciones.
- La cinta métrica ayuda en la precisión durante la colocación.
- Clamp para una mejor manipulación.



código	Catéter (silicona)					introduccion aguja mariposa		
	Ø Int. Ø Ext.	Fr	longitud	espacio muerto	flujo (ml/min) (presión:1 bar)	Ø Ext.	G	largo
2184.015	0.3 - 0.6	2	15	0.10	5.8	1.10	19	27
2184.00			30	0.12	5.0			
2184.005			30	0.16	4.0			
código	Catéter (PUR)					introduccion microflash		
	Ø Int. Ø Ext.	Fr	longitud	espacio muerto	flujo (ml/min) (presión:1 bar)	Ø Ext.	G	largo
1284.015	0.3 - 0.6	2	15	0.12	5.7	1.14	20	20
1284.00			30	0.13	4.5			
1284.005			50	0.15	3.6			

Set de procedimiento con Epicutaneo incluido (2184.00) código 80197E03034

