

NOMBRE: CATETER VENOSO CENTRAL DE UNA SOLA PIEZA DE 16 G SIMPLE LUMEN X 20 CM LARGO, TECNICA SELDINGER

CÓDIGO: 1248.17



EMPAQUE

- Individual, Blister Termoformado.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

MATERIAL

Poliuretano radiopaco.

Condiciones biológicas: Estéril.

CARACTERISTICAS

- Catéter venoso central de poliuretano 16 G. Con aleta de fijación.
- Longitud del catéter 20 cm.
- Diámetro : 16 G (5 Fr) 1,2 – 1,7 mm.
- Material: Poliuretano radiopaco.

Se presenta en bandeja conteniendo:

1 catéter simple lumen.
1 aguja de punción 17 G x 70 mm.
1 Jeringa de 5 ml.
1 guía en "J" graduada con posicionador.
1 dilatador.

FUNCION

Catéter de uso central de poliuretano radiopaco de un lumen para inyectar o perfundir soluciones y/o medicamentos.

Con marcado centimétrico de 5 a 20 cm.

Pabellón intermedio con aletas de fijación y prolongador incorporado en poliuretano flexible con pinza clamp.

Extremo distal flexible.