

King Vision® aBlade™

Videolaringoscopio



Características principales

Asequible

- King Vision® aBlade es una solución excelente al problema de disponibilidad de dispositivos de visualización para el manejo de la vía aérea
- Con King Vision® podrá mejorar la atención al paciente gracias a su capacidad de visualización de gran rendimiento en cualquier tipo de intubación y a un precio asequible.

Portátil

- King Vision® es ligero, independiente, resistente al agua y funciona con pilas. Se puede utilizar de manera continua durante más de 90 minutos, lo que le confiere portabilidad.
- Las palas aBlade están envasadas de manera individual. Cada una de ellas es desechable, por lo que se eliminan las preocupaciones por contaminación cruzada. King Vision® le ofrece dos tipos de palas para facilitar la introducción del TET según sus necesidades.

Duradero

- King Vision® y las palas aBlade se han diseñado para ser la herramienta fundamental en todas las intubaciones.
- La salida de video es compatible con un monitor externo y con dispositivos de grabación.
- La resistente pantalla a color antirreflectante puede soportar una limpieza continua. El adaptador de video aBlade es reutilizable y se ha diseñado con materiales que resisten un uso continuo y un desgaste normal.

Rendimiento visionario al alcance de su mano. A la hora de visualizar la vía aérea tanto en intubaciones rutinarias como difíciles, necesita una herramienta de la que pueda fiarse en todo momento. King Vision® se ha diseñado para visualizar las cuerdas vocales indirectamente, lo cual ayuda a reducir al mínimo la necesidad de manipulación de tejidos y mejora la capacidad de visualización de la vía aérea anterior. Un rendimiento así de fiable no es una opción, sino una necesidad. King Vision® dispone de dos tipos de palas para que los usuarios puedan intubar utilizando su técnica preferida, lo que proporciona una flexibilidad única.

Amplia gama de tamaños de palas

El sistema King Vision® aBlade™ ofrece una gama completa de adaptadores de video y palas desechables para todo tipo de pacientes. Esto permite tener una solución que abarque todos los casos de intubación, desde bebés hasta niños, tanto en la UCI, como en Quirófano o en Emergencias.

La solución King Vision® aBlade™ puede implementarse en el ámbito prehospitalario para los Servicios de Emergencias.

Asequible

Las palas desechables ofrecen un ahorro económico de King Vision® en la mayoría de las intubaciones. Junto con la capacidad de visualización de gran rendimiento, aportan un valor óptimo al mismo tiempo que brindan una excelente atención al paciente.

Portátil

La pantalla de King Vision® es ligera, independiente, resistente al agua y funciona con pilas. La pantalla y el adaptador de video reutilizables disponen de un estuche de protección. Las palas aBlade están envasadas de manera individual, lo que le confiere portabilidad al King Vision®.

Duradero

King Vision® se ha diseñado para ser la herramienta fundamental en las intubaciones. La pantalla de gran calidad dispone de un año de garantía.



**PANTALLA A COLOR
TFT LCD**
Antirreflectante

JUNTA DE PROTECCIÓN

DISEÑO ERGONÓMICO
Diseño de pala / mango integrado para ofrecer un control completo

PALAS DESECHABLES CON CANAL Y sin canal
para inserciones guiadas o estándar

CANAL GUÍA
para una fácil colocación y retirada del TET

TRATAMIENTO ANTIVAHO
en cada pala

ÓPTICA EXCELENTE

Edad	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11+			

Recomendaciones sobre el tamaño:

Para bebés y niños se recomienda el adaptador de video pequeño tamaño 1/2 y sus palas correspondientes:

- aBlade tamaño 1 (Bebés <4 años)*
- aBlade tamaños 2+2C (Niños 1-10 años)*

Para niños y adultos se recomienda el adaptador de video grande tamaño 3/4 y sus palas correspondientes:

- aBlade tamaños 3+3C (Niños >5 años y Adultos)*

*El rango de tamaños están basados en datos de los dientes a la vallécula para las edades dadas, recomendaciones de los tamaños de los TET y experiencia actual. Un profesional médico deberá evaluar paciente por paciente.

Tamaños aBlade



Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción	Cantidad
KVIS01	Pantalla reutilizable King Vision	1/Caja
KVLA12	Adaptador reutilizable para palas aBlade tallas 1 y 2	1/Caja
KVLA34	Adaptador reutilizable para palas aBlade tallas 3/4	1/Caja
KVLAB1	Pala aBlade pediátrica sin canal talla 1	5/Caja
KVLAB2	Pala aBlade pediátrica sin canal talla 2	5/Caja
KVLAB2C	Pala aBlade pediátrica con canal talla 2	5/Caja
KVLAB3	Pala aBlade adulto sin canal talla 3	20/Caja
KVLAB3C	Pala aBlade adulto con canal talla 3	20/Caja
KVLABKIT3	1 adaptador reutilizable talla 3/4, 1 estuche con pantalla reutilizable, 4 palas aBlade adulto con canal talla 3, 2 palas aBlade sin canal talla 3	

Material

Pieza	Material
Pala	Polycarbonato, TPE (elastómero termoplástico de poliuretano)
Adaptador de video	Polycarbonato/ABS, TPE (elastómero termoplástico de poliuretano)
Pantalla	Polycarbonato/ antirreflectante de ABS en la ventana de la pantalla

Empresa Distribuidora

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265,
Edf. 2-3º dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
ayuda@ambu.com
www.ambu.es

Fabricante

King Systems
15011 Herriman Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tel. 317 776 6823
Tel. 800 642 5464
Fax 317 776 6827
www.kingsystems.com

Distribuido por
Ambu

