




El catéter más pequeño para los grandes prematuros

- Ha sido diseñado específicamente para bebés de menos de 1Kg, que requieren el catéter más pequeño de la gama.
- La resistencia y la seguridad del catéter está asegurada por el uso de paredes delgadas de poliuretano.
- El Premicath esta disponible con mandril que facilita la colocación y permite una mayor visibilidad a los RX. Los usuarios tienen la elección de una aguja introductora.

Características y beneficios

- El catéter de una sola pieza simplifica la inserción.
- Catéter 1 Fr para bebés pre-términos de bajo peso.
- El PUR mejora la resistencia del catéter.
- La graduación centimétrica hace más segura la inserción.
- El prolongador con aletas integradas permite una segura fijación, reduce el riesgo de flebitis y movimientos de la punta del catéter en la manipulación.
- El clamp hace más segura la manipulación.
- La cinta métrica ayuda a una inserción más precisa
- El profesional de salud puede elegir el introductor:
 - microflash 20G, cánula pelable con orificio lateral en la aguja para detectar fácilmente el reflujo sanguíneo
 - aguja pelable 24G para venas muy pequeñas



código	Catéter (PUR)					introductor
	longitud	mandril	tipo	espacio muerto	flujo (ml/min) (presión:1 bar)	
1261.080	8	No	estándar	0.06	1.1	aguja pelable (24G)
1261.20	20	No	estándar	0.07	1.0	aguja pelable (24G)
1261.22						microflash (20G)
1261.203		Si	suave			aguja pelable (24G)
1261.208		Si				microflash (20G)

Set de procedimiento con Premicath incluido (1261.20) código 80197E03036
 (1261.203) 80197E03035

