

## Ambu<sup>®</sup> Manómetro de Presión Desechable

### Características

- El diseño pequeño facilita monitorizar la presión con la mínima obstrucción visual de la cara del paciente
- Preciso y fiable
- El manómetro desechable elimina cualquier riesgo de contaminación cruzada
- No contiene látex ni PVC
- Ideal para los pacientes más pequeños



Tamaño real

El Manómetro de presión desechable Ambu está diseñado para monitorizar la presión de la vía aérea del paciente.

Este manómetro es compatible con los resucitadores Ambu al igual que otros del mercado. También puede usarse con circuitos, mascarillas de CPAP y bolsa de anestesia.

### TAMAÑO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largo               | 55 mm     |
| Diámetro            | 22 mm     |
| Peso                | 6.4 g     |
| Tamaño del conector | ID 3.7 mm |

### PIEZA

|  |              |
|--|--------------|
| Conector                                   | SEBS         |
| Muelle                                     | CuSn         |
| Recipiente                                 | SB           |
| Pistón                                     | PP           |
| Membrana                                   | Silicona     |
| Margen de temperatura para uso:            | -18°C a 50°C |
| Margen de temperatura para almacenamiento: | -40°C a 60°C |

### MATERIALES

### MEDICIÓN

|                     |   |
|---------------------|---|
| Limites de medición | 0-60 cm H <sub>2</sub> O (hPa)  |
| Precisión           | +/- 2 cm H <sub>2</sub> O (hPa)<br>a 7.5, 10, 15, 20, 30 H <sub>2</sub> O (hPa)<br>+/- 3 cm H <sub>2</sub> O (hPa) a 40 H <sub>2</sub> O (hPa)<br>+/- 5 cm H <sub>2</sub> O (hPa) a 60 H <sub>2</sub> O (hPa) |

## ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO - MANÓMETRO DESECHABLE

Ambu® Manómetro de Presión Desechable EU 20 unidades

REF.

322 003 000



El manómetro desechable de Ambu conectado a nuestro resucitador desechable SPUR II

### Subsidiaria

#### Firma Ambu S.L

Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.

28027 Madrid

T: (+34) 91 411 68 30

F: (+34) 91 564 50 82

[www.ambu.es](http://www.ambu.es)

### Fabricante

#### Ambu A/S

DK-2750 Ballerup

[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

**CUIDADOS  
RESPIRATORIOS**